

Présentation du produit



Emballage

- **Contenu:** 10 caisses de 100 unités
- **Dimensions:** 310 x 225 x 220 mm

Caisse de 100 ud.

- **Contenu:** 100 unités
- **Dimensions:** 210 x 110 x 60mm

Caisse de 100 ud.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nom et adresse du fabricant • Dénomination du produit en plusieurs langues • Référence commerciale et numéro de lot • Dates de fabrication et de péremption • Marquage CE • Code-barres (EAN) et code UDI | <ul style="list-style-type: none"> • Taille et nombre d'unités • À usage unique • Conditions de stockage • Pictogrammes de protection • Législation et normes de référence • Usages, applications et avertissements |
|--|---|

Caractéristiques Générales

Description

Gants d'examen non stériles en nitrile, sans poudre.

Fins et très sensibles au toucher grâce à la texture au niveau des doigts, qui assure une meilleure préhension, aussi bien en milieu sec qu'humide. Manchette roulée renforcée.

La surface du gant est traitée au chlore, ce qui empêche les gants de coller entre eux. L'intérieur est revêtu d'un matériau synthétique, ce qui facilite l'enfilage et le retrait.

Le nitrile offre une protection trois fois supérieure contre les microperforations présentes dans les gants en latex conventionnels ; il constitue donc le meilleur choix pour un gant sans latex.

Durée de vie: 5 ans

Classification

- Dispositif médical de classe I; Règlement (UE) 2017/745.
- EPI de catégorie III : Règlement (UE) 2016/425
- Apte au contact avec les denrées alimentaires, à l'exception des aliments acides, conformément au Règlement (UE) 2025/351 de la commission du 21 février 2025, modifiant le Règlement (UE) n° 10/2011 relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Tailles: Très Petite (XS), Petite (S), Moyenne (M), Grande (L), Très Grande (XL).

Couleurs:

- Bleu – GD20BA (XS), GD20BB (S), GD20BC (M), GD20BD (L), GD20BE (XL)
- Noir – GD20NA (XS), GD20NB (S), GD20NC (M), GD20ND (L), GD20NE (XL)
- Bleu Cobalt – GD20CA (XS), GD20CB (S), GD20CC (M), GD20CD (L), GD20CE (XL)
- Violet – GD20PA (XS), GD20PB (S), GD20PC (M), GD20PD (L), GD20PE (XL)
- Magenta – GD20MA (XS), GD20MB (S), GD20MC (M), GD20MD (L), GD20ME (XL)
- Rose – GD20RA (XS), GD20RB (S), GD20RC (M), GD20RD (L), GD20RE (XL)
- Blanc – GD20WA (XS), GD20WB (S), GD20WC (M), GD20WD (L), GD20WE (XL)
- Vert – GD20GA (XS), GD20GB (S), GD20GC (M), GD20GD (L), GD20GE (XL)

Propriétés Physiques

Composition et caractéristiques

Nitrile de butadiène-acrylonitrile (NBR)

- Ambidextres
- Chlorés
- Doigts Texturés
- Non stériles
- AQL 1.5
- Sans latex
- Sans poudre
- Sans thiurame
- Sans tissus d'origine animale ni autres substances biologiques

Propriété	Niveau de performance / Résultat	Normes et standards appliqués
Dispositifs Médicaux Règlement (UE) 2017/745		
Absence de trous	Conforme (AQL 1.5)	EN 455-1:2020
Dimensions	Conforme	EN 455-2: 2015
Force à la rupture	Conforme (moyenne>6N)	
Exigences de sécurité biologique	Conforme	EN 455-3: 2015
Détermination de la durée de vie	Conforme	EN 455-4:2010
Équipements de Protection Individuelle Règlement (UE) 2016/425		
Dextérité	5	EN ISO 21420:2020
Test de fuite d'air	Conforme	EN ISO 374-2: 2019
Test de fuite d'eau	Conforme	
Protection contre les bactéries, les virus et les champignons	Conforme	EN ISO 374-5: 2016
Résistance à la dégradation par les produits chimiques	Conforme	EN ISO 374-4:2019
Exigences de performance pour les risques chimiques	Conforme	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Résistance à la perméation par les produits chimiques	Conforme	EN 16523-1:2015+A1:2018

Résistance à la pénétration des produits chimiques

(rapportée à l'échantillon testé dans des conditions de laboratoire et non aux conditions du lieu de travail)

(K) Hydroxyde de Sodium (40%)	Niveau 6/ Temps de perméation > 480 min	TIPO B EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 EN 16523-1:2015+A1:2018
(P) Peroxyde d'hydrogène (30 %)	Niveau 2/ Temps de perméation > 30 min	
(T) Formaldéhyde (37 %)	Niveau 4/ Temps de perméation > 120 min	

Matériaux plastiques destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires Règlement 10/2011 (UE)

Test de migration :

- Acide acétique 3%
- Éthanol 10%
- Huile végétale

Conforme
Conforme
Conforme

(EU) No 10/2011
(EU) 2020/1245

Tailles

Dimensions du Gant						
Taille	Poids (g)±0,3	Longueur (mm)	Largeur paume (mm) ± 10	Épaisseur (mm) ±0.03		
				Doigt	Paume	Manchette
XS	2,80	≥240	≤ 80	0.10	0.08	0.07
S	3,10	≥240	80	0.10	0.08	0.07
M	3,50	≥240	95	0.10	0.08	0.07
L	3,80	≥240	110	0.10	0.08	0.07
XL	4,10	≥240	≥110	0.10	0.08	0.07

Fiche Logistique

REF - Taille	Code EAN		Kg Emballages	Volume m3	Carton/ Palette	Montage/ Palette (Cartons x hauteurs)
	Caisse Interior	Emballage				
GD20BA- XS	8437022212005	8437022212012	3,6	0,015345	88	11 x 8
GD20BB- S	8437001266906	8437001266944	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20BC- M	8437001266913	8437001266951	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20BD- L	8437001266920	8437001266968	4,8	0,015345	88	11 x 8

GD20BE- XL	8437001266937	8437001266975	5,2	0,015345	88	11 x 8
GD20NA- XS	8437022212562	8437022212579	3,6	0,015345	88	11 x 8
GD20NB- S	8437017506362	8437017506409	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20NC- M	8437017506379	8437017506416	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20ND- L	8437017506386	8437017506423	4,8	0,015345	88	11 x 8
GD20NE- XL	8437017506393	8437017506430	5,2	0,015345	88	11 x 8
GD20CA- XS	8436613860649	8436613860656	3,6	0,015345	88	11 x 8
GD20CB- S	8436613860663	8436613860670	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20CC- M	8436613860687	8436613860694	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20CD- L	8436613860700	8436613860717	4,8	0,015345	88	11 x 8
GD20CE- XL	8436613860724	8436613860731	5,2	0,015345	88	11 x 8
GD20PA- XS	8437022212364	8437022212371	3,6	0,015345	88	11 x 8
GD20PB- S	8437022212388	8437022212395	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20PC- M	8437022212401	8437022212418	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20PD- L	8437022212425	8437022212432	4,8	0,015345	88	11 x 8
GD20PE- XL	8437022212449	8437022212456	5,2	0,015345	88	11 x 8
GD20MA- XS	8437022212876	8437022212883	3,6	0,015345	88	11 x 8
GD20MB- S	8437022212890	8437022212906	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20MC- M	8437022212913	8437022212920	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20MD- L	8437022212937	8437022212944	4,8	0,015345	88	11 x 8
GD20ME- XL	8437022212951	8437022212968	5,2	0,015345	88	11 x 8
GD20RA- XS	8437022212463	8437022212470	3,6	0,015345	88	11 x 8
GD20RB- S	8437022212487	8437022212494	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20RC- M	8437022212500	8437022212517	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20RD- L	8437022212524	8437022212531	4,8	0,015345	88	11 x 8
GD20RE- XL	8437022212548	8437022212555	5,2	0,015345	88	11 x 8
GD20WA- XS	8437022212593	8437022212609	3,6	0,015345	88	11 x 8
GD20WB- S	8437017506201	8437017506249	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20WC- M	8437017506218	8437017506256	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20WD- L	8437017506225	8437017506263	4,8	0,015345	88	11 x 8
GD20WE- XL	8437017506232	8437017506270	5,2	0,015345	88	11 x 8
GD20GA - XS	8437022212616	8437022212623	3,6	0,015345	88	11 x 8

GD20GB	8437017506287	8437017506324	3,9	0,015345	88	11 x 8
GD20GC	8437017506294	8437017506331	4,3	0,015345	88	11 x 8
GD20GD	8437017506300	8437017506348	4,8	0,015345	88	11 x 8
GD20GE	8437017506317	8437017506355	5,2	0,015345	88	11 x 8

Utilisations et applications

Dans le domaine sanitaire, ces gants sont destinés à la réalisation d'examens médicaux, à l'odontologie, aux examens cliniques, aux procédures diagnostiques et thérapeutiques, aux utilisations en laboratoire et, plus généralement, à toutes les activités nécessitant un gant faisant office de barrière protectrice contre les agents infectieux, notamment dans les domaines de la recherche et de la médecine vétérinaire. Ils sont uniquement destinés à un niveau d'exposition à faible risque.

Leur protection contre les risques chimiques est faible. Ils satisfont aux exigences relatives à la vérification de la sécurité microbiologique et du risque chimique (EN ISO 374-1:2016+A1:2018 et EN ISO 374-2:2019).

Ils sont également utilisés dans l'industrie alimentaire et pour les travaux de nettoyage, car le NBR (caoutchouc nitrile butadiène) ne contient pas de latex, offrant ainsi un excellent niveau de confort et d'élasticité. Dans le secteur alimentaire, ces gants répondent aux exigences du règlement 10/2011 (et ses mises à jour), y compris les règlements (UE) 2020/1245 et (UE) 2025/351, relatifs aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Le contact avec des aliments acides doit être évité.

Conditions de stockage

Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter toute exposition à une chaleur excessive et protéger le produit de la lumière directe du soleil ainsi que de l'éclairage fluorescent.



Directives et normes de référence

- EN ISO 374: Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes
 - EN ISO 374-1:2016+A1:2018: Terminologie et exigences de performance relatives aux risques chimiques
 - EN ISO 374-2:2019: Détermination de la résistance à la pénétration
 - EN ISO 374-4:2019: Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques
 - EN ISO 374-5:2016: Terminologie et exigences de performance relatives aux risques liés aux micro-organismes
- EN ISO 21420:2020: Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai

- EN 16523-1:2015+A1:2018: Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques
- Règlement (UE) 2016/425 Équipements de protection individuelle
- EN 455: Gants médicaux à usage unique
 - EN 455-1:2000: Exigences et essais relatifs à l'absence de trous
 - EN 455-2:2015: Exigences et essais relatifs aux propriétés physiques
 - EN 455-3:2015: Exigences et essais relatifs à l'évaluation biologique
 - EN 455-4:2009: Exigences et essais pour la détermination de la durée de conservation
- Règlement (UE) 2017/745, relatif aux dispositifs médicaux
- Règlement (UE) n.º 10/2011 et ses modifications ultérieures, y compris les Règlements (UE) 2020/1245 et (UE) 2025/351, relatifs aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- EN 1186/7:2002; Méthodes d'essai pour la détermination de la migration globale dans des simulants aqueux de denrées alimentaires utilisant une poche.
- Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2020/1245 modifiant et rectifiant le Règlement (UE) n° 10/2011 relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- ISO 9001:2015: Systèmes de management de la qualité.
- ISO 13485:2016: Systèmes de management de la qualité pour les dispositifs médicaux.
- ISO 14001:2015: Systèmes de management environnemental

Système de management

Système de management conforme aux normes ISO 13485.

Conformité du produit

